

Safer Seat Sitzsensor

Sicherheit für sturzgefährdete Personen

ORTHO *Fit*


Alarmierung, vor dem Sturz vom Stuhl

- **Alarmierung** sobald die Person sich vom Stuhl erhebt
- **Information** an das Pflegepersonal **über die Rufanlage** oder **Alarmierung** direkt am Stuhl **über einen Alarmmonitor**
- Alarmmonitor mit **verschiedenen Einstellmöglichkeiten** wie: unterschiedliche Alarmtöne, Lautstärken, Verzögerungen, Alarmdauer

SAFER - SEAT liegt direkt auf der Sitzfläche und ist mit einem Alarmmonitor oder der hausinternen Rufanlage mittels Funksender/-Empfänger verbunden.

Sobald die pflegebedürftige Person sich vom Stuhl erhebt, löst die druckempfindliche Sensorplatte einen Alarm über den Monitor/Lautsprecher oder die Rufanlage aus.

Die ideale Ergänzung zum Safety-Bar.



Technische Angaben:

Länge:	30 cm
Breite:	20 cm
Stärke:	1 cm
Material:	PVC
Kabellänge:*	100 cm

* Kabelverbindung zum Alarmmonitor oder Funksender