

Hapeka ComfoCare Lagerungshilfen



Kugeltraum-Füllung: 3D- Hohlfaserkugeln

- für den universellen Einsatz
- gefüllt mit 3D-Hohlfaserkugeln (keine Styroporkugeln oder Schaumsticks)
- alle ComfoCare Produkte sind vollständig waschbar bis 95 °C

Die Hapeka ComfoCare Lagerungshilfen sind optional für den Einsatz im HomeCare und Pflegeheim Bereich abgestimmt. Ihre Füllung mit 3D-Hohlfaserkugeln gewährleistet höchsten Komfort und lange Haltbarkeit. Alle ComfoCare Lagerungshilfen entsprechen dem ÖKO-TEX Standard 100, haben CE Zeichen und sind „made in baden“!



Lagerungsschlauch.

Der vielseitige Lagerungsschlauch ermöglicht z.B. eine stabile Seitenlagerung 30°. Einfach in der Anwendung, unterstützt der Lagerungsschlauch Kopf, Arme, Körper und Beine. Unter dem Fuß ist zusätzlich ein Universalkissen möglich. Der Lagerungsschlauch ist auch zur Rückenlagerung geeignet. Zur Freilagerung des Kreuzbeines die Enden des Lagerungsschlauches unter die Gesäßhälften schieben. Evtl. zur besseren Positionierung ein zusätzliches Kissen unter die Oberschenkel schieben. Auf die Fersen achten!

Abmessungen: lang 240 x 20 cm
kurz 120 x 20 cm



Stützkissen / Beinkissen gerippt

3-fach abgestepptes Stützkissen. Die Absteppung verhindert ein Verrutschen der Füllung. Zur Fersenfreilagerung oder Beinlagerung usw.. Das kleine Kissen ist zur Mikro-lagerung der Extremitäten.

Abmessungen: Gr. S ca. 30 x 40 cm
Gr. M ca. 70 x 60 cm
Gr. L ca. 70 x 70 cm
Gr. XL ca. 60 x 105 cm



Gesäßkissen

Mit Mitteleinsatz ohne Füllung und Verbindungsglasche zur sicheren Führung. Zum kurzfristigen Einsatz in Sesseln, im Rollstuhl, etc...

Abmessungen: ca. 70 x 60 cm

Version mit Abduktion

Abmessungen: ca. 70 x 60 cm



Rücken- und Nackenstützkissen versteppt

Rückenkissen versteppt, dadurch kein Verrutschen der Füllung mehr möglich. Zur Fersenfreilagerung, als Kopf- oder Rückenkissen, zur Spitzfußprophylaxe oder als Nackenkissen.
Abmessungen: ca. 75 x 40 cm



Kugeltraum Universalstützkissen

Universalstützkissen in drei Größen. Zur klassischen 30° Lagerung des Rumpfes, zur Unterstützung der Arme und Beine, zur Herstellung eines Kissenbettes, für die Freilagerung des Schulter- und Sakralbereiches, usw...

Abmessungen: 45 x 80 cm (groß)
40 x 60 cm (mittel)
30 x 40 cm (klein)



Kugeltraum Rückenkissen mit Fahne

Rückenkissen mit Fahne. Die Fahne verhindert ein Herausrutschen des Kissens unter dem Patienten. Zur Seitenlagerung in Verbindung mit anderen Kugeltraum Lagerungskissen.

Abmessungen: 80 x 40/60 cm
90 x 40/60 cm



Unterschenkelmanschette

Zweiflügelige Manschette mit Klettverschluss, zur einfachen und sicheren Fersenfreilagerung. Gedreht auch als Unterarmmanschette verwendbar.

Abmessungen: 50 x 20 x 8 cm



Beinschiene

Zweiflügelige Manschette mit Klettverschluss, zur einfachen und sicheren Fersenfreilagerung und zur Beinpositionierung nach Hüft TEP.

Abmessungen: 70 x 20 x 12/8 cm

Sonderanfertigungen und geändertes Füllvolumen erhalten Sie nach Rücksprache mit unserem Vertriebsteam.